

NUEVAS APLICACIONES SOFTWARE MEDICAL DISPENSER

Novedades

Esta funcionalidad presenta un nuevo canal de comunicación con los usuarios de Medical Dispenser, para que tengan información directa y actualizada con las novedades del servicio.

A cada usuario al entrar en software FMD, se le presentarán en pantalla las últimas novedades. Una vez presentadas, la próxima vez que entre al software ya no aparecerán.

El usuario podrá acceder en cualquier momento a todo el historial de información desde botón y menú Novedades.

1_Multi Blísteres semanal

Hasta el momento solamente se podía preparar para cada paciente un blíster a la semana. Había una forma de preparar varios blísteres a la semana, pero enlazando distintos pacientes del software que suponía una complicación.

Esta nueva funcionalidad permite realizar fácilmente varios blísteres por semana para cada paciente, resolviendo distintas casuísticas:

- Preparar un blíster para casa, y otro para el centro de día.
- Preparar dos blísteres al no entrar toda la medicación en un blíster.
- Preparar medicación para 6 tomas. Un blíster con 4 y otro con las otras 2.

Al definir un nuevo medicamento a un tratamiento se puede asociar a un nuevo blíster, y a partir de ese momento tenemos un nuevo blíster. En el momento de la carga, se realizan las cargas de los números de blíster definidos.


1.1. Semanal (Esto va relacionado con Multi blíster (punto 2))

Con esta nueva funcionalidad la farmacia puede preparar al usuario más de 4 tomas de medicación para cada día con las dos siguientes opciones:

- **Blister semanal 7x4 adicional (para 5,6 y hasta 8 tomas al día)**

Usando la nueva funcionalidad **Multi blister** semanal incorporada en esta misma versión. Se define en blister 1, el tratamiento para las tomas 1-4 estándar, y en blister 2 el tratamiento para tomas 5-8 personalizado con los nombres de las tomas 5-8 que sustituyen los de por defecto desayuno, comida, cena, y noche.

En la preparación de la carga primero se realiza el blister 1 con su etiqueta imprimible estándar, y luego se realiza el blister 2 con su etiqueta imprimible de tomas ajustadas.



Tapa imprimible de 4 tomas añadidas

- **Blister mensual 28x1 adicional (para 5,6 y más tomas)**

Usando la nueva funcionalidad **Multi blister** semanal incorporada en esta misma versión. Se define en blister 1, el tratamiento para las tomas 1-4 estándar, y en blister 2 el tratamiento personalizado para toma adicional, con configuración 28x1, el nombre de la toma, y la fecha de inicio. Este blister 2 solamente se cargará cada 4 semanas a partir de la fecha de inicio.

En la preparación de la carga semana 1, primero se realiza el blister 1 con su etiqueta imprimible estándar, y luego se realiza el blister 2 con su etiqueta imprimible de tomas ajustadas. La semana 2,3,4 solo se realiza la carga del blister 1. La semana 5 se realiza la carga del blister 1 y 2.




Tapa imprimible de 28x1


- **Compatible con dispositivo CircuTrack para no olvidar las tomas**

2_Nuevas etiquetas para mejorar la identificación de los medicamentos

Con esta opción el usuario puede configurar la impresión de la etiqueta del blíster con las imágenes de los diferentes medicamentos, con el objetivo mejorar la identificación de las distintas pastillas dentro del blíster. Esta configuración se realiza desde Preferencias:



De esta forma al imprimir la **etiqueta resumen**, se visualizará la imagen del medicamento:



3_Registrar Persona al entregar un blíster

Esta nueva funcionalidad permite que, al entregar un blíster, se registre la persona a la que se entrega el blíster. Para ello en Preferencias se activa esa opción, y así en el momento de la entrega (Entregar), se presenta un formulario para que el farmacéutico pueda introducir este valor.


4_Avisar si hay blísteres pendientes de realizar

Esta nueva funcionalidad permite que al entrar al FMD después del login, se presente un aviso que existen blísteres pendientes de realizar.



Este aviso no aparece si no hay blísteres pendientes de realizar. Pulsando Aceptar se presenta la pantalla de pacientes, marcados en naranja los pacientes pendientes de realizar blíster con los días de antelación indicados, tal como se presenta a continuación:

| Pacientes | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------|---------|-------------------------|-----------|
| Archivo Paciente Imprimir | | | | | |
| REFERENCIA | NOMBRE | DNI | ACTIVOS | CATEGORÍAS | |
| | | | SI | | |
| IDENTIFICADOR | NOMBRE | DNI | ACTIVO | CATEGORÍA | TELÉFONO |
| REF-111 | NOMBRE: 1111 | 11111111 | SI | CATEGORIA1 | 660061300 |
| REF1 | Paciente Demo | 15996415F | SI | CATEGORIA1 | 660061300 |
| 1036 | josuu | 32165487A | SI | categoria prueba codigo | 654654654 |
| 1037 | Oihane | 526593161 | SI | | 226655669 |



La configuración de los días de aviso se realiza desde Preferencias/Opciones:

| | |
|---|----------|
| ESTILO DE LA APLICACIÓN | Windows |
| VISUALIZAR IMAGEN DE LA PASTILLA EN CARGAS | NO |
| VISUALIZAR INVENTARIO DE LA PASTILLA EN CARGAS | NO |
| CHECK TEMPERATURA Y HUMEDAD | SI |
| ACTIVAR REGISTRO NOMBRE RECEPTOR BLISTER | SI |
| DÍAS DE AVISOS DE PREPARACIÓN DE BLÍSTER | 0 |

Tanto para mostrar el mensaje de aviso al hacer login, como para mostrar los pacientes en naranja, se cogerá la fecha fin del último blíster realizado para cada paciente y se le restan los días asignados en la ventana de preferencias. Aun así, también seguirá saltando el aviso hasta que el usuario realice el blíster.

5_Nuevo servicio de comunicación por Whatsapp (incluir vídeo)

5.1 Incluir avisos de medicación no incluida en blíster

Los SPDs gestionan toda la medicación de los pacientes. Alguna se prepara dentro de blister y otra fuera de blister. Los avisos de WhatsApp, hasta el momento, solo indican la toma de la medicación dentro del blister. Esta nueva funcionalidad incluye los avisos de toma de medicación programada fuera de blister, como un recordatorio adicional al paciente en los mensajes de toma.

Además, en el caso de medicación a demanda (sin programación), se incluirá un recordatorio adicional en los mensajes de nuevo blister, o de resumen diario que recibe el paciente.


5.2 Opción de avisos de blister preparado

Actualmente un paciente online conectado, recibe un aviso cuando la farmacia tiene un blister preparado para que pueda pasar a recogerlo. En algunos casos por la organización de la farmacia, la preparación se hace con algo de antelación, y no interesa molestar al usuario. Por ello se plantea esta opción que permite configurar para cada paciente, si se envía o no este aviso de blister preparado.

Esta nueva funcionalidad evita los avisos anticipados o indeseados de blister preparado al paciente. Configurarla desde paciente - avisos.

6_Incluir documento Condiciones de Servicio


Con esta opción desde menú - Certificados - Términos y Condiciones, el usuario tiene acceso en todo momento al documento que ha aceptado, donde se regulan las condiciones del servicio.



7_Historizar cargas

Con el tiempo en el caso de que existan muchas cargas realizadas y el equipo no tenga suficiente memoria, el programa pierde rendimiento a consecuencia del crecimiento de la base de datos (BD).

En la base de datos, hay algunas tablas que crecen mucho, por el volumen de datos que almacena y que en realidad no se usan para el trabajo diario, sino como información histórica. Las tablas con mayor volumen de datos históricos son las relacionadas con las cargas.



Esta información no se pierde, sino que queda almacenada en otras tablas de historial que no se usan de forma habitual. En caso que sea necesario acceder a dicha información, ponerse en contacto con SAT.

8. Eliminar paciente online

Hasta el momento al incluir pacientes en una categoría online, los pacientes no se podían eliminar de la categoría desde el FMD. Para ello había que desconectar la categoría online, sacar el paciente de la categoría localmente y volver a conectar la categoría online ya sin el paciente.

Esta nueva funcionalidad simplifica este proceso de manera significativa, y hace que no se pierdan cambios pendientes de validar al volver a sincronizar la categoría.

Como todas las operaciones de borrado, hay que tener cuidado antes de borrar. Toda la información asociada al paciente será eliminada de la web de manera irreversible, sin embargo, se mantendrán los datos en local.